

# Chip de activación Accu-Chek<sup>®</sup> Aviva: Déjalo para siempre

# Chip de activación

# La diferencia está en el color.

El chip de activación negro reemplaza al chip de codificación blanco y funciona con todas las tiras reactivas Accu-Chek Aviva disponibles.



# Para siempre.

Una vez reemplazado en el medidor el chip de codificación blanco por un chip de activación negro, no será necesario volver a reemplazar el chip.

### Caducidad.

- Las tiras Accu-Chek Aviva no tienen limitaciones de caducidad por abertura del envase.
- La función de aviso automático de tira caducada desaparece.
- La fecha de caducidad se podrá consultar en el envase de las tiras reactivas.

# Actualización

En el caso de que su medidor no disponga todavía del chip de activación insertado puede seguir las siguientes indicaciones.



Insertar el chip de activación negro. El chip de activación se encuentra dentro de cada caja de tiras reactivas Accu-Chek Aviva.



**Dejar para siempre** el mismo chip de activación negro.

No es necesario cambiarlo más, incluso si próximas cajas de tiras contienen chips de color blanco.

Funciona con todos los productos Accu-Chek Aviva

- Accu-Chek® Aviva
- Accu-Chek® Aviva Nano
- Accu-Chek® Aviva Expert
- Accu-Chek® Aviva Combo

### Descubre lo que es posible.

Línea de Atención al Cliente: 900 210 341

# www.accu-chek.es

Roche Diagnostics, S.L. Avda. Generalitat, 171-173 08174 Sant Cugat del Vallès